

## **Apollo STMB 500 Lage temperatuur kast**

### **Standaard uitrusting:**

- RAL 9016 gecoate buitenkant
- Binnenwerk van AISI 304 zuurbestendig staal
- 70 mm isolatie
- Milieuvriendelijk koelmiddel
- Massieve deur met vervangbare dichting
- Mechanische deurvergrendeling
- Automatisch deursluitingssysteem
- Mogelijkheid om deuren L/R te wisselen
- Elektronische temperatuurregelaar met digitaal display met de mogelijkheid om de temperatuurinstelling elke 0,1k te wijzigen
- Visueel en geluidsalarm voor hoge en lage temperatuur
- Open deur alarm
- Vuil condensorspoel alarm
- Defecte temperatuursensor alarm
- Externe alarm uitgang-potentiaalvrij contact
- Auto-ontdooiing en condensatieverdamping
- 4 planken van geperforeerd plaatstaal
- Controle gat
- 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd
- 2 extra verstelbare poten
- Handgrepen aan de achterkant van het apparaat voor gemakkelijk transport


### **Optionele uitrusting:**

- Alarm reservebatterij
- Stroomuitval alarm
- Temperatuur recorder
- Wijziging in bereik standaard temperatuur
- Extra sensor doorvoer in de wand
- Vloeistofhouder
- Verstelbare PVC poten
- LED verlichting
- Buitenkant AISI 304 rvs

## Technische data

	Breedte	Diepte	Hoogte
Externe afmetingen [mm]	640	870 (824)	1994
Interne afmetingen [mm]	500	670	1400
Type koelunit	Intern		
Type koeling	Statisch		
Bruto inhoud	450 [ltr]		
Netto inhoud	350 [ltr]		
Gewicht	140 [kg]		
Maximale belasting	120 [kg]		
Aantal roosters	4		
Aantal geleiders / horizontale steunen	-		
Maximale belasting roosters	30 [kg]		
Temperatuurbereik	-30... -45 [°C]		
Omgevingsvoorwaarden	+25 [°C] op 60% HR		
Koudemiddel	BOL50		
Spanning	230/50 [V/Hz]		
Aantal externe deuren	1		
Dagelijks energieverbruik	16.2 [kWh/24h]		
Geluidsniveau	52 [dB]		
Nominaal vermogen	920 [W]		
Nominale stroom	4.0 [A]		

## Afmetingen STMB 500



Milieuvriendelijk koudemiddel



Sensor doorvoer



Mogelijkheid om deuren L/R te wisselen



4 zwenkwielen waarvan 2 geremd



2 extra stelpoten