

## Apollo SYN Koelkast en incubator afzuiging

### Standaard uitrusting:

- AISI rvs 304 behuizing
- Pulsknop voor manueel pompen
- Instelbaar middels digitale timer
- Inclusief muurbevestiging
- 1,5 meter slang lengte
- Universeel in te zetten
- Sparing voor externe sensor



Sensor doorvoer



Maatwerk mogelijk



Economisch in gebruik

### Optionele uitrusting:

- Stroomuitval alarm
- Extra slang lengte
- Sparing voor extra sensoren
- Koolstof filter

### Technische data

	Breedte	Diepte	Hoogte
Externe afmetingen [mm]	283	276	214
Klimaatvoorwaarden in af te zuigen object	Max. -25...+75 [°C]		
Maximale slanglengte (standaard 1,5 meter bijgesloten)	6 meter		
Maximale afstand van SYN naar aangesloten toestel (standaard 1,5 meter bijgesloten)	1,5 meter		
Spanning	230/50 [V/Hz]		
Opgenomen vermogen	60 [W]		
Geluidsniveau	52 [dB]		
Nominale stroom	0.3 [A]		

### Afmetingen SYN

