

Verbrauchsartikel

Messkolben mit Schliff, Klasse A



- hergestellt aus DURAN® Rohr
- Toleranz nach DIN EN ISO 1042
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen Mess- und Eichverordnung
- Standard- und Spezialgrößen verfügbar
- inklusive Chargenzertifikat (Konformitätszertifikat)

Kapazität ml	Toleranz ml	Schliff NS	Bestellnummer		
			braun graduiert mit PE-Stopfen	blau graduiert mit PE-Stopfen	braun graduiert mit NS-Hohlglasstopfen
5	±0,025	7/16	3 664 000	3 664 000 BL	3 668 000
5	±0,040	10/19	3 664 015	3 664 015 BL	3 668 015
10	±0,025	7/16	3 664 001	3 664 001 BL	3 668 001
10	±0,040	10/19	3 664 012	3 664 012 BL	3 668 012
10*	±0,060	14/23	3 664 00114	3 664 00114 BL	3 668 00114
10*	±0,060	12/21	-	3 664 01212 BL	-
15*	±0,040	10/19	3 664 016	3 664 016 BL	3 668 016
20*	±0,040	7/16	3 664 021	3 664 021 BL	3 668 021
20	±0,040	10/19	3 664 002	3 664 002 BL	3 668 002
20	±0,060	12/21	3 664 013	3 664 013 BL	3 668 013
20*	±0,060	14/23	3 664 00214	3 664 00214 BL	3 668 00214
25	±0,040	10/19	3 664 003	3 664 003 BL	3 668 003
25	±0,060	12/21	3 664 014	3 664 014 BL	3 668 014
25*	±0,060	14/23	3 664 00314	3 664 00314 BL	3 668 00314
50	±0,060	12/21	3 664 005	3 664 005 BL	3 668 005
50	±0,100	14/23	3 664 006	3 664 006 BL	3 668 006
75*	±0,060	12/21	3 664 0075	-	3 668 0075
100	±0,100	12/21	3 664 010	3 664 010 BL	3 668 010
100	±0,100	14/23	3 664 011	3 664 011 BL	3 668 011
100*	±0,150	19/26	3 664 135	-	3 668 135
150*	±0,100	14/23	3 664 150	-	3 668 150
192,2*	±0,150	14/23	3 664 192	3 664 192 BL	3 668 192
200	±0,150	14/23	3 664 020	3 664 020 BL	3 668 020
250	±0,150	14/23	3 664 025	3 664 025 BL	3 668 025
300*	±0,150	14/23	3 664 030	-	3 668 030
350*	±0,150	19/26	3 664 035	-	3 668 035
368,3*	±0,150	19/26	-	3 664 368 BL	-
400*	±0,250	19/26	3 664 040	-	3 668 040
500*	±0,250	14/23	3 664 049	-	3 668 049
500	±0,250	19/26	3 664 050	3 664 050 BL	3 668 050
600*	±0,400	24/29	3 664 060	-	3 668 060
800*	±0,400	24/29	3 664 080	-	3 668 080
900*	±0,400	24/29	3 664 090	-	3 668 090
1000	±0,400	24/29	3 664 100	3 664 100 BL	3 668 100
1000	±0,600	29/32	3 664 101	3 664 101 BL	3 668 101
2000	±0,600	29/32	3 664 200	3 664 200 BL	3 668 200
3000*	±0,800	29/32	3 664 300	3 664 300 BL	3 668 300
5000*	±1,200	29/32	3 664 499	-	3 668 499
5000	±1,200	34/35	3 664 500	3 664 500 BL	3 668 500

* Spezialgröße zusätzlich zum ISO 1042 Sortiment, mit Konformitätszertifikat



NEU

Alle Messkolben mit Schliff können ebenfalls mit Ausguss bestellt werden. Hierzu fügen Sie „A“ am Ende der Bestellnummer hinzu.

Beispiel: „3 664 005 A“ oder „3 664 100 BL A“

NEU

Alle braun graduierten Messkolben mit NS-Hohlglasstopfen können ebenfalls mit blauer Graduierung bestellt werden. Hierzu fügen Sie „BL“ am Ende der Bestellnummer hinzu.

Beispiel: „3 668 014 BL“ oder „3 668 500 BL“

